

Chirurgische Einweginstrumente



einwegmed[®]



www.scilo.de

Version 09 - 10/2022

Hygiene & Sauberkeit

- Durch RDG (Reinigung-Desinfektion-Gerät) gesäuberte Instrumente ohne jegliche Verunreinigungen,
- ETO-Gas „Ethylenoxid“ sterilisiert,
- alle Produktionszyklen nachprüfbar dokumentiert.

Qualität

- zertifiziert DIN EN ISO 13485:2016 und Directive 93/42/EWG gem. Anhang V (0044),
- Chargenübergreifend von gleichem Maß und Qualität,
- immer ein neues Instrument,
- gefertigt aus medizinischem Einweg-Instrumentenstahl,
- mit matter, satinierter Oberfläche,
- abgerundete Kanten und Ecken.

Lieferung

- zuverlässige Erreichbarkeit und Kommunikation,
- schnelle und pünktliche Lieferung durch umfangreiche Lagerhaltung.

INFORMATION zum Katalog

Ref.-Nummern mit ST. - KB.

Zur eindeutigeren Einweg-Identifikation bieten wir einen großen Teil unserer Instrumente mit einer zusätzlichen farbigen Markierung durch ein blaues Klebeband an. Dies wird außerhalb des Anwendungs- und Griffbereiches aufgebracht.

Somit werden identische Instrumente mit 2 verschiedenen Artikelnummern in dieser Katalog-Übersicht dargestellt. Artikelnummern beginnend mit „ST-“ oder direkt mit einer Ziffer sind mit Ref.-Nummer, CE und Einwegsymbol gekennzeichnet. Die Artikelnummern beginnend mit „KB-“ haben außer der Ref.-Nummer, dem CE und Einwegsymbol noch zusätzlich das blaue Klebeband.

Unsere Einweginstrumente bieten wir an:

STERIL in 10er oder 20er Spender-Entnahmeboxen
oder

UNSTERIL als BULK-Ware zur Weiterverarbeitung durch Verarbeiter/Setpacker
für medizinische Einweg-Set's/Behandlungseinheiten.

Abortzange	Seite	28
ADSON-Pinzetten	Seite	18
Arterienklemmen	Seite	20-22
Atraumatische Pinzetten	Seite	16
Bajonett-Pinzette	Seite	16
Ballonspritze	Seite	36
Drahtschere	Seite	13
Dammschnittscheren	Seite	29
Erste Hilfe & Verbandscheren	Seite	4-6
Fadenschere	Seite	12
Feilchenfeld-Pinzette	Seite	19
Gewebefasszange	Seite	27
Gipsschere	Seite	13
Gynäkologische Instrumente	Seite	28-30
Hakenzange	Seite	28
IRIS-Scheren	Seite	11
Knopfsonden	Seite	27
Kornzangen	Seite	26
Kugelzange	Seite	28
Kunststoff-Instrumente	Seite	34-36
Kunststoff-Klemmen	Seite	34-35
Kunststoff-Pinzetten	Seite	36
Lupen-Pinzetten	Seite	37
Magillzangen	Seite	27
Nabelschnurscheren	Seite	29
Nadelhalter	Seite	25
Nasenspekulum	Seite	32
Ohrpinzetten	Seite	16
Pinzetten anatomisch	Seite	14-16
Pinzetten FEILCHENFELD	Seite	19
Pinzetten chirurgisch	Seite	17
Polypenzangen	Seite	27
Scharfe Löffel	Seite	33
Scheren chirurgisch	Seite	7-9
Scheren METZENBAUM	Seite	10
Schlauch- & Dialyseklemmen	Seite	24/35
Schlauchklemmen	Seite	24/35
Schwamm-/Tupferklemmen	Seite	23
Sicherheitsnadeln	Seite	37
Sonderpinzetten	Seite	37
Tamponadenzange	Seite	28
Trachealhaken	Seite	32
Tuchklemmen	Seite	23/36
Vaginal-Spekulae	Seite	30
Verbandpäckchenscheren	Seite	6
Verbandspäckchenpinzetten	Seite	37
Verbandscheren	Seite	4-6
Wundhaken	Seite	31
Wundspreizer	Seite	31
Zeckenentferner	Seite	38


Verbandschere klein

Listerschere
Klinge abgewinkelt
Spitze abgerundet

2 Varianten

REF **1126**
KB-1126

Länge: 14,5 cm




Verbandschere groß

Listerschere
Klinge abgewinkelt
Spitze abgerundet

2 Varianten

REF **1128**
KB-1128

Länge: 18,5 cm





Verbandschere groß mit Zahnung

Listerschere · Klinge abgewinkelt · Spitze abgerundet
Unter Klinge mit Mikroverzahnung zur besseren Fixierung von Verbänden

2 Varianten

REF **1128-M**
KB-1128-M

Länge: 20,5 cm




Verbandschere mit Kunststoff Griff

ÖNORM K2121 /
DIN 58279
Form A - **Premium Qualität**

REF **2107**

Länge: 14,5 cm



- einzeln, handwerklich handgeschmiedet + **Erste Klasse Qualität**
- aus rostfreiem Edelstahl C3-53-cg-2
- sichere, ergonomische KU-Griff Einsätze
- nachstellbare stabile Schraubverbindung
- Schneiden mit 56° Rockwell gehärtet
- umseitig sauber geschliffen und satiniert

SCILOsnip Verbandschere

mit Kunststoff-Griff
spitz/spitz




REF 2181

Länge: 13 cm



MD CE



SCILOsnip Verbandschere

mit Kunststoff-Griff
spitz/stumpf




REF 2182

Länge: 13 cm



MD CE



SCILOsnip Verbandschere

mit Kunststoff-Griff
stumpf/stumpf




REF 2183

Länge: 13 cm



MD CE



Maßstab:

100 : 70

Die Bilder dieser Produktübersicht sind im Maßstab **70%** zu der Originalgröße dargestellt.

Somit ist das Verhältnis von den Instrumenten zueinander im richtigen Verhältnis.

Verbandkasten-Schere

mit Kunststoff-Griff
DIN 58279 - CE
Form A

REF 2108

Länge: 14,5 cm



MD  **CE**

Verbandkasten-Schere

mit Kunststoff-Griff
DIN 58279 - CE
Form A

REF 2109

Länge: 18,5 cm



MD  **CE**

Verbandpäckchenschere

mit Kunststoff-Griff
runde Spitze

REF 2101

Länge: 10 cm



MD  **CE**


Chirurgische Schere spitz/spitz



Spitz / Spitz

REF	1269	gerade
	1269-C	gebogen
	KB-1269	gerade
	KB-1269-C	gebogen

Länge: 13 cm




Chirurgische Schere spitz/stumpf



Spitz / Stumpf

REF	1260	gerade
	1260-C	gebogen
	KB-1260	gerade
	KB-1260-C	gebogen

Länge: 13 cm




Chirurgische Schere stumpf/stumpf



Stumpf / Stumpf

REF	1261	gerade
	1261-C	gebogen
	KB-1261	gerade
	KB-1261-C	gebogen

Länge: 13 cm



**Wir führen auch hochwertige
ophthalmologische Einweginstrumente!**

**Fragen Sie nach unserer Übersicht
„Ophthalmologische
Einweginstrumente“.**




Chirurgische Schere spitz/spitz



Spitz / Spitz

REF	1281	gerade
	1281-C	gebogen
	KB-1281	gerade
	KB-1281-C	gebogen

Länge: 14,5 cm





Chirurgische Schere spitz/stumpf



Spitz / Stumpf

REF	1282	gerade
	1282-C	gebogen
	KB-1282	gerade
	KB-1282-C	gebogen

Länge: 14,5 cm




Chirurgische Schere stumpf/stumpf



Stumpf / Stumpf

REF	1283	gerade
	1283-C	gebogen
	KB-1283	gerade
	KB-1283-C	gebogen

Länge: 14,5 cm




Chirurgische Schere spitz/spitz



Spitz / Spitz

REF	1290	gerade
	1290-C	gebogen
	KB-1290	gerade
	KB-1290-C	gebogen

Länge: 18,5 cm





Chirurgische Schere spitz/stumpf



Spitz / Stumpf

REF	1284	gerade
	1284-C	gebogen
	KB-1284	gerade
	KB-1284-C	gebogen

Länge: 18,5 cm




Chirurgische Schere stumpf/stumpf



Stumpf / Stumpf

REF	1291	gerade
	1291-C	gebogen
	KB-1291	gerade
	KB-1291-C	gebogen

Länge: 18,5 cm



Ref.-Nummern beginnend mit ST. oder KB.

Zur eindeutigeren Einweg-Identifikation bieten wir einen großen Teil unserer Instrumente aus Metall mit einer zusätzlichen farbigen Markierung durch ein **blaues Klebeband** an. Dies wird außerhalb des Anwendungs- und Griffbereiches aufgebracht.


Somit werden identische Instrumente mit 2 verschiedenen Artikelnummern in dieser Katalog-Übersicht dargestellt. Artikelnummern beginnend mit „ST-“ oder direkt mit einer Ziffer sind mit Ref.-Nummer, CE und Einwegsymbol gekennzeichnet. Die Artikelnummern beginnend mit „KB-“ haben außer der Ref.-Nummer, dem CE und Einwegsymbol noch zusätzlich das blaue Klebeband.

Schere METZENBAUM

langer Griff
kurze Schneide
für feine Schnitte

REF	1285	gerade
	1285-C	gebogen
	KB-1285	gerade
	KB-1285-C	gebogen

Länge: 11,5 cm




Schere METZENBAUM

langer Griff
kurze Schneide
für feine Schnitte

REF	1287	gerade
	1287-C	gebogen
	KB-1287	gerade
	KB-1287-C	gebogen

Länge: 14,5 cm




Schere METZENBAUM

langer Griff
kurze Schneide
für feine Schnitte

REF	1288	gerade
	1288-C	gebogen
	KB-1288	gerade
	KB-1288-C	gebogen

Länge: 18 cm




Schere METZENBAUM

langer Griff
kurze Schneide
für feine Schnitte

REF	1292	gerade
	1292-C	gebogen
	KB-1292	gerade
	KB-1292-C	gebogen

Länge: 23 cm




IRIS Schere

spitz

REF	71358-S	gerade
	71358-C	gebogen
	KB-71358-S	gerade
	KB-71358-C	gebogen

Länge: 9,5 cm




IRIS Schere

spitz

REF	71360-S	gerade
	71360-C	gebogen
	KB-71360-S	gerade
	KB-71360-C	gebogen

Länge: 11,5 cm




IRIS Schere

stumpf

REF	71362-S	gerade
	71362-C	gebogen
	KB-71362-S	gerade
	KB-71362-C	gebogen

Länge: 11,5 cm



**Wir führen auch hochwertige
ophthalmologische Einweginstrumente!**

**Fragen Sie nach unserer Übersicht
„Ophthalmologische
Einweginstrumente“.**



Enukleation-Schere


feine Schere
stumpf
gebogen



REF 1289-C
KB-1289-C

gebogen
gebogen

Länge: **14 cm**



Schere WAGNER


fein
gebogen
stumpf



REF **1295-C**
KB-1295-C

gebogen
gebogen

Länge: **12 cm**



Universalschere

feine Schere
spitz
gerade



REF 2255

gerade

Länge: **10 cm**



Fadenschere mit Fadenkuhle


einfache Ausführung



REF 1180-ST


gerade

Länge: **12 cm**



Drahtschere (Drahtzange)

gewinkelt
zum Schneiden von med. Draht
mit Mikroverzahnung zum besseren Fixieren




REF **KB-8725**

Länge: 12 cm



Gipsschere, klein

mit Zahnung zum besseren Fixieren
Extra starke Ausführung




REF **1255**

Länge: 18,5 cm



Gipsschere, groß

mit Zahnung zum besseren Fixieren
Extra starke Ausführung



REF **1256**

Länge: 24,5 cm




Pinzette anatomisch fein

geriffelter Anwendungsbereich
mit Führungsstift
gerade Ausführung



REF **4409**
KB-4409

Länge: 10 cm




Pinzette anatomisch fein

geriffelter Anwendungsbereich
mit Führungsstift
gebogene Ausführung




REF **4409-C**
KB-4409-C

Länge: 10 cm




Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung



REF **4274** grob
4274-SM fein
KB-4274 grob
KB-4274-SM fein

Länge: 13 cm




Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung



REF **4414** grob
4414-SM fein
KB-4414 grob
KB-4414-SM fein

Länge: 14,5 cm



Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung

REF **4276** grob
KB-4276 grob

Länge: 16 cm



Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung

REF **4282** grob
KB-4282 grob

Länge: 18 cm



Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung

REF **4277** grob
KB-4277 grob

Länge: 20 cm




Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung

REF **4278** grob
KB-4278 grob

Länge: 25 cm




Bajonett-Pinzette LUCAE

geriffelter, anatomischer Anwendungsbereich



REF 4286
KB-4286

Länge: 14 cm




Ohrpinzette TROELTSCH-WILDE

geriffelter, anatomischer Anwendungsbereich



REF 4288
KB-4288

Länge: 16 cm




Atraumatische Pinzette DE BAKEY

Anwendungsbereich mit Mikroverzahnung
gerade Ausführung



REF 4426
KB-4426

Länge: 15 cm



Atraumatische Pinzette DE BAKEY

Anwendungsbereich mit Mikroverzahnung
gerade Ausführung



REF 4430
KB-4430

Länge: 20 cm




Pinzette chirurgisch

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade Ausführung

REF	4293	grob
	4293-SM	fein
	KB-4293	grob
	KB-4293-SM	fein

Länge: 13 cm



Pinzette chirurgisch

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade Ausführung

REF	4295	grob
	4295-SM	fein
	KB-4295	grob
	KB-4295-SM	fein

Länge: 14,5 cm



Pinzette chirurgisch

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade Ausführung

REF	4296	grob
	4296-SM	fein
	KB-4296	grob
	KB-4296-SM	fein

Länge: 16 cm



Pinzette chirurgisch

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade Ausführung

REF	4298	grob
	KB-4298	grob

Länge: 18 cm



ADSON Pinzette chirurgisch

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade Ausführung mit normaler und mit feiner Spitze

REF	4400	normal
	4400-SM	fein
	KB-4400	normal
	KB-4400-SM	fein

Länge: 12,5 cm



ADSON Pinzette chirurgisch

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade Ausführung mit normaler und mit feiner Spitze

REF	4402	normal
	4402-SM	fein
	KB-4402	normal
	KB-4402-SM	fein

Länge: 14,5 cm




ADSON Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung mit normaler und mit feiner Spitze

REF	4404	normal
	4404-SM	fein
	KB-4404	normal
	KB-4404-SM	fein

Länge: 12,5 cm





ADSON Pinzette anatomisch

geriffelter Anwendungsbereich
gerade Ausführung mit normaler und mit feiner Spitze

REF	4405	normal
	4405-SM	fein
	KB-4405	normal
	KB-4405-SM	fein

Länge: 14,5 cm



FEILCHENFELD-Pinzette

gerade Spitze
mit Nut in Anwendungsbereich



REF **4271**
KB-4271 normal

Länge: 9 cm



MD  CE



FEILCHENFELD-Pinzette

gerade Spitze
mit Nut in Anwendungsbereich




REF **4272**
KB-4272 normal

Länge: 11,5 cm




MD  CE



einwegmed[®]

<http://www.einwegmed-shop.de>

Unser Webshop für
Ärzte und Anwender.




Arterienklemme BABY-MOSQUITO

geriffelter Anwendungsbereich
gerade oder gebogen
normale Spitze
mit Sperre

REF	ST-8909-C	gebogen
	ST-8909-S	gerade
	KB-8909-C	gebogen
	KB-8909-S	gerade

Länge: 9 cm





Arterienklemme MOSQUITO

geriffelter Anwendungsbereich
gerade oder gebogen
normale Spitze
mit Sperre

REF	ST-8911-C	gebogen
	ST-8911-S	gerade
	KB-8911-C	gebogen
	KB-8911-S	gerade

Länge: 12,5 cm





Arterienklemme PEAN

geriffelter Anwendungsbereich
gerade oder gebogen
normale Spitze
mit Sperre

REF	ST-8910-C	gebogen
	ST-8910-S	gerade
	KB-8910-C	gebogen
	KB-8910-S	gerade

Länge: 13 cm





Arterienklemme PEAN

geriffelter Anwendungsbereich
gerade
normale Spitze
mit Sperre

REF	ST-8458-S	gerade
	KB-8458-S	gerade

Länge: 14,5 cm




Arterienklemme PEAN

geriffelter Anwendungsbereich
gerade oder gebogen
normale Spitze
mit Sperre

REF	ST-8460-C	gebogen
	ST-8460-S	gerade
	KB-8460-C	gebogen
	KB-8460-S	gerade

Länge: 16 cm




Arterienklemme PEAN

geriffelter Anwendungsbereich
gerade
feine Spitze
mit Sperre

REF	ST-8460-SM-C	gebogen
	ST-8460-SM-S	gerade
	KB-8460-SM-C	gebogen
	KB-8460-SM-S	gerade

Länge: 16 cm





Arterienklemme ROCHESTER-PEAN

geriffelter Anwendungsbereich
gerade oder gebogen
normale Spitze
mit Sperre

REF	ST-8935-C	gebogen
	ST-8935-S	gerade

Länge: 16 cm






Arterienklemme ROCHESTER-PEAN

geriffelter Anwendungsbereich
gerade oder gebogen
normale Spitze
mit Sperre

REF	ST-8936-C	gebogen
	ST-8936-S	gerade

Länge: 22,5 cm




KOCHER-Klemme

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade oder gebogene Ausführung
mit Sperre

REF	ST-8930-C	gebogen
	ST-8930-S	gerade
	KB-8930-C	gebogen
	KB-8930-S	gerade

Länge: 14,5 cm




KOCHER-Klemme

chirurgische Spitze „1in2 Zähne“
gerade oder gebogene Ausführung
mit Sperre

REF	ST-8931-C	gebogen
	ST-8931-S	gerade
	KB-8931-C	gebogen
	KB-8931-S	gerade

Länge: 16 cm




KOCHER-Klemme

ohne Zahnung, glattes Maul
gerade Ausführung
mit Sperre

REF	ST-8932-S	gerade
	KB-8932-S	gerade

Länge: 16 cm





Hautklammerentferner

einfaches, effektives Modell

REF	1184
------------	-------------

Länge: 11 cm





Tuchklemme BALL & SOCKET

mit Sperre, stumpf
„Kugel drückt in Schale“



REF **ST-8470**
KB-8470

Länge: 12 cm




Tuchklemme BACKHAUS

mit Sperre
Spitzen greifen ineinander




REF	ST-8454	11 cm
	ST-8455	13 cm
	KB-8454	11 cm
	KB-8455	13 cm




Schwamm-/Tupferklemme

mit Sperre




REF **ST-8918**
KB-8918

Länge: 18,5 cm





Schwamm-/Tupferklemme

mit Sperre



REF **ST-8924**
KB-8924

Länge: 24,5 cm




Schlauchklemme

glatter Anwendungsbereich
mit Sperre



REF ST-8816
KB-8816

Länge: 16 cm




Schlauchklemme

glatter Anwendungsbereich
mit Sperre




REF ST-8950
KB-8950

Länge: 18 cm




Schlauchklemme

gezahnter Anwendungsbereich
mit Sperre



REF ST-8818
KB-8818

Länge: 18 cm



Schlauchklemme


gezahnter Anwendungsbereich
mit Sperre



REF ST-8820
KB-8820

Länge: 20 cm

EXTRA STABILE AUSFÜHRUNG




Nadelhalter DERF

geriffelter Anwendungsbereich
mit Sperre



REF ST-8940
KB-8940

Länge: 12 cm





Nadelhalter MAJO-HEGAR

geriffelter Anwendungsbereich
mit Sperre



REF	ST-8920	KB-8920	14 cm
	ST-8921	KB-8921	16 cm
	ST-8922	KB-8922	20 cm





Nadelhalter HEGAR-OLSEN

geriffelter Anwendungsbereich
mit Schneidfunktion
mit Sperre



REF ST-8943
KB-8943

Länge: 14,5 cm





Nadelhalter MATHIEU

geriffelter Anwendungsbereich
Selbstfedernd
mit Sperre



REF	ST-8928	14 cm
	ST-8929	17 cm
	ST-8941	20 cm




Kornzange MAIER

geriffelter Anwendungsbereich
mit Nut
mit Sperre

REF	ST-8914-C	gebogen
	ST-8914-S	gerade
	KB-8914-C	gebogen
	KB-8914-S	gerade

Länge: 18 cm




Kornzange MAIER

geriffelter Anwendungsbereich
mit Nut
mit Sperre

REF	ST-8915-C	gebogen
	ST-8915-S	gerade
	KB-8915-C	gebogen
	KB-8915-S	gerade

Länge: 20 cm




Kornzange MAIER

geriffelter Anwendungsbereich
mit Nut
mit Sperre

REF	ST-8916-C	gebogen
	ST-8916-S	gerade
	KB-8916-C	gebogen
	KB-8916-S	gerade

Länge: 25 cm




Kornzange GROSS-MAIER

geriffelter Anwendungsbereich
mit Nut
ohne Sperre

REF	ST-8917-C	gebogen
	ST-8917-S	gerade
	KB-8917-C	gebogen
	KB-8917-S	gerade

Länge: 26 cm




Polypenzange

mit Sperre
gebogen

REF **ST-8826**
KB-8826


Länge: 24,5 cm



Kathetereinführzange MAGILL

ohne Sperre
kniegebogen
gerieftes Maul

REF **ST-8554** **KB-8554** 16 cm, für Kleinkinder
ST-8555 **KB-8555** 20 cm, für Kinder
ST-8556 **KB-8556** 26 cm, für Erwachsene




Gewebe-Fasszange TUFFIER

mit Sperre
5 in 6 Zähne

REF **ST-8400**
KB-8400

Länge: 13 cm



Knopfsonden

gerade
doppelendig

REF **ST-8748** 16 cm, Ø 1mm
ST-8749 18 cm, Ø 2mm



Kugelzange

mit Sperre



REF	ST-8562-18	18 cm
	ST-8562-26	26 cm
	KB-8562-18	18 cm
	KB-8562-26	26 cm



Tamponadenzange

mit Sperre
geschwungene Biegung



REF	ST-8828
	KB-8828

Länge: 27,5 cm



Tamponaden-/Hakenzange SCHROEDER

mit Sperre
seitlich gebogen
3 in 4 Zähne



REF	ST-8564
	KB-8564

Länge: 25 cm



Abortzange

gezahntes Maul



REF	ST-8546
	KB-8546

Länge: 29 cm



Dammschere WALDMANN

seitwärts gebogen
Mikrozahnung zur besseren Fixierung
Präparierschere



REF 1251
KB-1251

Länge: 18,5 cm



Dammschere BRAUN-STADLER

seitwärts gewinkelt
starkes Modell
Präparierschere



REF 1252 14,5 cm
1254 20 cm
KB-1252 14,5 cm
KB-1254 20 cm



Nabelschnurschere BUSCH

seitwärts gebogen
stumpf/stumpf
Präparierschere



REF 1247
KB-1247

Länge: 16,5 cm



Nabelschnurschere USA-Patty

Amerikanisches Modell
stumpf/stumpf
Präparierschere



REF 1245
KB-1245

Länge: 10 cm




Hysterometer / Uterussonde

mit Maßscala (cm)
biegbar

REF **ST-8590**
KB-8590

Länge: 33,5 cm




Scheiden-Spekulum CUSCO 100

graziles-langes Modell
Metall, polierte Oberfläche
stabil (keine Bruchgefahr)

REF **ST-8300**

Größe: 100x25 mm




Scheiden-Spekulum CUSCO 75

für Jungfrauen
Metall, mattierte Oberfläche
stabil (keine Bruchgefahr)

REF **ST-8301**

Größe: 75x17 mm




Scheiden-Spekulum CUSCO 85

Metall, polierte Oberfläche
stabil (keine Bruchgefahr)

REF **ST-8302**

Größe: 85x37 mm




Wundhaken KILNER stumpf

Zinker / Katzenpfote
3 Zinken stumpf und stumpfer Hebel



REF **ST-8690**
KB-8690

Länge: 16 cm



Wundhaken KILNER spitz

Zinker / Katzenpfote
3 Zinken spitz und stumpfer Hebel



REF **ST-8691**
KB-8691

Länge: 16 cm





Wundspreizer WEITLANER klein

justierbar mit Klemme
3 auf 4 Zinken




REF **ST-8700**

Länge: 14 cm





Wundspreizer WEITLANER groß

justierbar mit Klemme
3 auf 4 Zinken



REF **ST-8702**

Länge: 23 cm




Nasenspekulum KILIAN

schließt selbstständig durch Federmechanismus
Trichterlänge 5 cm
Form B



REF ST-8765

Länge: 13 cm




Nasenspekulum HARTMANN

schließt selbstständig durch Federmechanismus
Trichterlänge 3,5 cm



REF ST-8768

Länge: 15,5 cm



Tracheal-Wundhaken stumpf

Anwendungsbereich Spitze stumpf



REF ST-8687

Länge: 17 cm




Tracheal-Wundhaken spitz

Anwendungsbereich Spitze scharf



REF ST-8688

Länge: 17 cm




3 verschiedene Ausführungen/Größen
Löffel-Form: oval



REF	ST-8535	KB-8535	Größe 0
	ST-8536	KB-8536	Größe 1
	ST-8537	KB-8537	Größe 3

Länge: **17 cm**



Scharfer Doppellöffel

feine runde und ovale Spitze
6 eckiger Handgriff



REF **ST-8530-SM**
KB-8530-SM

Länge: **17,5 cm**




Schillerlöffel

mit extra langem Hebel



REF **ST-8538**
KB-8538

Länge: **26 cm**




Schwamm-/Tupferklemmen

in den Farben blau und grün lieferbar
mit Sperre

REF **GK-8918-B** blau
GK-8918-G grün

Länge: 18,5 cm

MD  CE




Schwamm-/Tupferklemmen

mit Sperre

REF **GK-8924-B** blau

Länge: 24,5 cm

MD  CE




Kocher-/PEAN-Klemme

in den Farben blau und grün lieferbar
mit Sperre

REF **GK-8348-B** blau
GK-8348-G grün

Länge: 13 cm

MD  CE




Kocher-/PEAN-Klemme

in den Farben blau und grün lieferbar
verstärker Griffbereich
mit Sperre

REF **GK-8349-B** blau
GK-8349-G grün

Länge: 14 cm

MD  CE




Universalklemme-Scherenform


mit Sperre

REF **GK-8351-B** blau

Länge: 12 cm



MD CE




Universalklemme-KIELER Modell

mit Sperre


REF **GK-8650-B** blau

GK-8650-G grün

Länge: 13 cm



MD CE



Schlauch-/Dialyseklemme

in den Farben blau und grün lieferbar
mit Sperre


REF **GK-8560-B** blau

GK-8560-G grün

Länge: 10,8 cm



MD CE



Schlauch-/Dialyseklemme

in den Farben blau und grün lieferbar
mit Sperre


REF **GK-8558-B** blau

GK-8558-G grün

Länge: 12 cm



MD CE



Tuchklemme BACKHAUS

in den Farben blau und grün lieferbar
mit Sperre

REF GK-8454-B blau

Länge: **9 cm**



Ballon-Spritze

mit grünem Pumpball
Füllmenge: 60 ml
ohne Kappe
mit innenliegendem Fixierring

REF **GK-5000-G** grün


Länge: **20 cm**



Pinzetten anatomisch

3 verschiedene Längen
mit Führungsstiften
hervorgehobene Anwendungsplatte

REF	GK-8710	8 cm	blau
	GK-8200	12,8 cm	blau
	GK-8300	11 cm	hellblau



Verbandspäckchen- & Lupenpinzette, Sicherheitsnadeln

Pinzetten rostfrei


einfache Ausführung

- REF** **ST-56-8-G** (1) gerade
ST-56-8-P (2) spitz
ST-56-8-S (3) schräg

Länge: 8 cm



MD CE



Pinzetten Chromstahl


einfache Ausführung

- REF** **86043** (1) gerade
86042 (2) spitz
86044 (3) schräg

Länge: 9 cm



MD CE




Lupen-Pinzette

Echt-Glas Lupe
 Pinzette Spitz
 Pinzette wird in Lupengriff eingeschoben

Kein Medizinprodukt!

REF **6102**

Länge: 9,5 cm



Sicherheitsnadeln

Bulk
 Mindestabnahme 1.000 St.

Kein Medizinprodukt!



REF **6013**

Länge: 3,8 cm




Zeckenpinzette Automatik

Daumendruck öffnet Pinzettenspitze,
beim Loslassen schließt sich die Spitze
und die Zecke kann entfernt werden.

Kein Medizinprodukt!

REF 86049-K

Länge: 9,2 cm



Zeckenzange mit Kappe



Seitlicher Daumendruck öffnet Zange,
beim Loslassen schließt sich die Zange und
die Zecke kann entfernt werden.
In Blau, Rot und Weiss erhältlich.

Kein Medizinprodukt!

REF 86051

Länge: 10 cm





SCILO Vertriebs GmbH

fon +49 (0)2173-1094783 · fax +49 (0)2173-1094785

Raiffeisenstr. 25 · 40764 Langenfeld (Germany)

www.scilo.de · info@scilo.de

